

O monitoramento deverá ser acompanhado por um profissional habilitado para o diagnóstico.

1. Recorte os selos na linha pontilhada e após passe cola bastão no verso e cole sobre a trinca (região cinza sobre a trinca).
2. Após secagem da colagem, use um estilete para seccionar o selo no local da trinca, dividindo-o em duas partes (lado A, lado B).
3. Registre com uma caneta as identificações do selo (ocorrência, número do selo e data da sua instalação).
4. Após xx dias, use uma régua para traçar uma reta contínua das referências existentes no lado A para o lado B e marque o **ponto** de sua intersecção, enumere este **ponto** e registre no campo "DATAS" com sua numeração correspondente.
5. Repita o procedimento anterior após xx dias.
6. Os locais dos **pontos de intersecções** realizadas durante o monitoramento indicarão a passividade ou não da anomalia.

